



Neue Regulationsbehandlung!
Wissenschaftlich bewiesen.
Weltweite Patente!

**WELTWEIT
EINZIGARTIG!**

∴ Ja zu BEMER.

JA ZU GESUNDHEIT, HEILUNG
UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT.



Die Bedeutung der Mikrozirkulation.

SEITE 04

Die beste Technologie.

SEITE 09

Revolutionäres Schlafprogramm.

SEITE 10

Wer profitiert.

SEITE 12

Produkte.

SEITE 18

Auf ein Wort.

Vitalität, Leistungsfähigkeit, Gesundheit. Wie wichtig das persönliche Wohlergehen ist, wird einem allerspätestens bewusst, wenn dieses angegriffen ist. Wir wollen Ihnen kein Versprechen geben. Wir wollen ein Versprechen halten: Wir wollen Ihnen eine Anwendung vorstellen, die Ihnen dabei hilft, Gesundheit zu erhalten und Krankheit vorzubeugen: BEMER. Auf Basis eines nachgewiesenen wirksamen mehrdimensionalen Signalgefüges wird die eingeschränkte bzw. gestörte Mikrozirkulation im Körper sehr effektiv stimuliert. Hierdurch werden Selbstheilungskräfte aktiviert und wichtige körperliche Regulationsprozesse unterstützt.

Schon 2 mal 8 Minuten tägliche Anwendung sowie die Anwendung des Schlafprogramms reichen aus, um Ihrer Leistungsfähigkeit und Vitalität neuen Schub und Ihrer Gesundheit wichtige Unterstützung zu geben. Werden Sie aktiv. Und lernen Sie die derzeit am besten untersuchte und wirksamste physikalische Behandlungsmethode in der komplementären und präventiven Medizin kennen. Willkommen bei BEMER.



Der menschliche Organismus.

- >> Das menschliche Herz pumpt am Tag ca. 15.000 Liter Blut durch unseren Körper. Die BEMER-Technologie sorgt dafür, das Blut und seine Bestandteile besser zu verteilen.
- >> Im menschlichen Körper finden pro Sekunde 21 Trilliarden (21.000.000.000.000.000.000.000) Stoffwechselreaktionen statt. Die BEMER-Technologie unterstützt den Ablauf dieser lebenswichtigen Prozesse entscheidend.
- >> Medizinische Lehrbücher beschreiben weltweit über 45.000 Krankheiten. Die BEMER-Technologie hilft mit, viele Krankheiten zu lindern, zu verhindern bzw. zu heilen.

Die Bedeutung der Mikrozirkulation.

Die Mikrozirkulation ist der funktionell wichtigste Teil des menschlichen Blutkreislaufs und spielt sich in dem feinen und sehr weitverzweigten Netzwerk der kleinsten Blutgefäße ab. Hier erfüllt sie lebenswichtige Transportaufgaben: Sie versorgt Gewebe und Organe mit

Sauerstoff und Nährstoffen, transportiert Stoffwechselendprodukte ab und fördert das Immunsystem. Eine eingeschränkte oder gestörte Mikrozirkulation lässt Zellen schneller altern und ist Ursache vieler Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten.




GRAFIK :: Richtige Ver- und Entsorgung der Zellen bedeutet Gesundheit.

BILDER :: Mikrozirkulation: Komplizierte Regulationsmechanismen im weitverzweigten Netzwerk der kleinsten Blutgefäße.



GESTÖRTE MIKROZIRKULATION (UNTEN LINKS) :: Die Ursache für eine Vielzahl von Krankheiten.

GUTE MIKROZIRKULATION (UNTEN RECHTS) :: Grundlage für Gesundheit und Leistungsfähigkeit.



Bedrohungen für die Mikrozirkulation.

Auch die Mikrozirkulation folgt dem generellen Gesetz des Lebens und nimmt mit zunehmendem Alter ab. Ein Prozess, der bei vielen Menschen jedoch durch schädliche Umwelteinflüsse, schlechte Gewohnheiten und ungesunde Lebensweise beschleunigt wird. Luftverschmutzung, Umweltgifte, Lärm, Stress, Aggression, Depression, zu wenig Schlaf und Bewegung, ungesunde oder einseitige Ernährung, Nikotin, Alkohol oder Drogen können sehr negativen Einfluss auf die Mikrozirkulation haben. Die Folgen: Schwächung des Immunsystems, höhere Infektanfälligkeit, schlechtere Abwehr freier Radikale, verminderte Leistungsfähigkeit, Befindlichkeitsstörungen, gestörte Genesungsverläufe im Krankheitsfall und bei Krankheit.

BILDER :: **Gesund leben – eine wichtige Grundlage, um gesund zu bleiben.**



Freie Radikale.

Freie Radikale sind aggressive Sauerstoffverbindungen im Körper, die die natürlichen Vorgänge angreifen, Einfluss auf den Alterungsprozess im Gehirn ausüben und unter anderem für rheumatische, Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich sein können.

Stress.

Ob bei der Arbeit, zu Hause, in der Familie, durch die Umwelt oder gar in der Freizeitgestaltung: Stress macht krank. Er wirkt sich auf die Befindlichkeit des Körpers aus und kann die verschiedensten negativen Effekte verursachen. Stress kann zu einer erhöhten Konzentration von Adrenalin, Noradrenalin oder Cortisol im Blut führen, was langfristige Schäden an den Blutgefäßen verursacht. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse diverser Studien darauf hin, dass psychosozialer Stress ein Risikofaktor für Herzkrankheiten ist.

Das Immunsystem.

Das Immunsystem ist ein komplexes Netzwerk im Körper, welches in Form von „mobilen Eingreiftruppen“ mithilfe eines ausgeklügelten Abwehrsystems ca. 90 % aller Infektionen und viele weitere Angriffe auf die Gesundheit abwehrt. Angriffe durch Bakterien, Viren, Tumorzellen, Toxine, Würmer oder Pilze beispielsweise. Ein Teil dieses komplizierten Abwehrmechanismus sind die weißen Blutkörperchen, die sogenannten Leukozyten. Sie kommen nahezu im gesamten Körper vor und werden im Falle einer Infektion oder anderer Angriffe auf die Gesundheit von Informationsproteinen oder Botenstoffen gesteuert. Trotz dieser vielfältig ausgeprägten Abwehrkraft ist auch das Immunsystem selber nicht unangreifbar. Krankheiten und Infektionen setzen ihm ebenso zu wie Umweltgifte, mangelhafte Ernährung, Drogen, Alkohol, zu wenig Schlaf oder zu viel Stress.

Was ist die BEMER-Technologie?

Auf Basis jahrelanger Arbeit hat die BEMER-Forschung bahnbrechende Erkenntnisse zur Biorhythmik lokaler und übergeordneter Regulationsvorgänge der Mikrozirkulation gewonnen. Das Kernstück der BEMER-Technologie ist ein mehrdimensionales Signalgefüge, das die eingeschränkte bzw. gestörte Mikrozirkulation effektiv stimuliert.



Gute Gründe für die beste Technologie.


Gesundheit erhalten, Heilung unterstützen – ein Versprechen, das viele geben, doch nur die wenigsten halten können. Die BEMER-Technologie stellt die derzeit am besten untersuchte und wirksamste physikalische Behandlungsmethode in der komplementären und präventiven Medizin dar. Auf Basis intensiver Forschung warten die beiden neuen B.BOX-Steuergeräte nun mit Innovationen auf,

wie sie derzeit kein anderer Hersteller am Markt bieten kann. Die aktuelle BEMER-Technologie stimuliert simultan die lokale und die übergeordnete Steuerung der Organdurchblutung. Die neue spezielle und weltweit einmalige Signalkonfiguration für die Tag- wie auch für die Nachtphase sorgt dabei für weitere Erhöhungen der Wirkungsgrade und der Wirkdauer.

So wirkt BEMER.


- >> Minderung der Infektanfälligkeit
- >> Stärkung der Körperabwehr
- >> Bessere Ver- und Entsorgung von Organen und Geweben
- >> Bessere Abwehr freier Radikale
- >> Minderung von Stressfolgen
- >> Unterstützung der Heilung von Wunden und Sportverletzungen
- >> Günstiger Einfluss auf die Cholesterinwerte
- >> Erhöhung der Leistungsfähigkeit sowie der maximalen Belastungsintensität
- >> Kürzere Regenerationszeiten im Sporttraining
- >> Besserer Trainingsstand und geringeres Verletzungsrisiko beim Sport

Konstriktion.



DURCHBLUTUNGSREGULATION :: Durch Verengung des Blutgefäßes wird die Durchblutung reduziert.

Relaxation.



DURCHBLUTUNGSREGULATION :: Durch den aktiven Einsatz der glatten Muskulatur wird das Gefäß erweitert und die Durchblutung wieder verstärkt.



Revolutionäres Schlafprogramm.


Neueste Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass in den Nachtstunden eine Umverteilung des Blutes im Organismus stattfindet und daher den immunologischen Vorgängen während der nächtlichen Schlafphase eine weitaus größere Bedeutung zukommt, als bisher angenommen wurde. So wurde zusätzlich

zu den Behandlungen am Tag eine weitere spezielle Signalkonfiguration für den Schlaf entwickelt. Insbesondere für Rehabilitanden und ältere oder infektanfällige Menschen haben die körperlichen Regulations- und Regenerationsprozesse während der Schlafphase eine hohe Bedeutung.



Wirkung – Schlafprogramm.

- >> Generelle Steigerung der Behandlungswirksamkeit
- >> Verminderung der Infektanfälligkeit
- >> Gesteigerte Stimulierung regenerativer und wiederherstellender Vorgänge
- >> Vermehrte Entsäuerung des Körpers




AKTIVE PHASE

Neueste Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass in den Stunden der Regeneration eine Umverteilung des Blutes in die Organe stattfindet und in dieser Zeit auch den immunologischen Vorgängen eine weitaus größere Bedeutung zukommt, als bisher angenommen wurde.

Während der aktiven Phase wird das Blut an anderen Stellen im Körper gebraucht als während des Schlafes.

REGENERATIVE PHASE



Während der Regenerationsphase findet eine Umverteilung des Blutes in die Organe statt.



Freizeit und Sport.

Durch den positiven Einfluss der BEMER-Technologie auf die Gesundheit und die deutliche Verbesserung des Schlafes erhöhen sich das allgemeine Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit – somit letztlich auch die Lebensqualität. Beste Voraussetzungen also, um alle Freizeitaktivitäten intensiver wahrzunehmen und zu genießen.

Wer profitiert.

Die BEMER-Behandlung stimuliert die Durchblutung der kleinsten Blutgefäße und verbessert die Ver- und Entsorgung von Organen und Geweben. Davon profitiert ein breiter Bevölkerungsquerschnitt aller Altersstufen.

BEMER im Sport.


Ob bei Amateuren oder Profis – BEMER überzeugt auch im Sport mit Höchstleistung. Die BEMER-Behandlung sorgt durch Unterstützung des Stoffwechsels für eine Leistungszunahme, unterstützt ein energiesparendes Auf- und Abwärmen, reduziert damit auch das Risiko von Sportver-

letzungen, stärkt die Reaktionsfähigkeit, ermöglicht eine schnellere Regeneration und somit mehr Trainingseinheiten. Nicht ohne Grund vertraut neben vielen Breiten- und Weltspitzensportlern auch das Swiss-Olympic-Team seit vielen Jahren auf die BEMER-Technologie.



VORHER

NACHHER



Schon nach kurzer Behandlungsdauer wird die Durchblutung der kleinsten Blutgefäße deutlich verbessert.



BILDER :: Ein Organismus, der ständig mit ausreichend Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird, erhält sich dadurch ein höchstmögliches Maß an physischer Jugend.

Gesundheitsprophylaxe.

Eine gestörte Mikrozirkulation lässt Zellen schneller altern und kann Ursache vieler Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten sein. Durch eine regelmäßige BEMER-Behandlung kann diesen Prozessen effektiv entgegengewirkt werden.



Komplementärbehandlung im Krankheitsfall.

Die BEMER-Behandlung stärkt die Immunreaktion, aktiviert die Selbstheilungskräfte und unterstützt den Körper bei der Heilung von Wunden und Verletzungen. Ein breites Leistungsspektrum, das komplementär angewandt bei vielen Indikationen den Behandlungserfolg erheblich verbessern kann und darum auch in einer permanent wachsenden Anzahl von Arzt- und Therapeutenpraxen eingesetzt wird.



BILDER :: BEMER hilft, Gesundheit wieder herzustellen und zu erhalten.




BILD OBEN :: **Bessere Konzentration durch bessere Mikrozirkulation.**

BILD RECHTS :: **Beruflicher Erfolg durch gesteigerte Leistungsfähigkeit.**



Studium, Ausbildung und Beruf.

Insbesondere Lernsituationen in Studium und Ausbildung verlangen nach höchster Konzentrationsfähigkeit und geistiger Leistungsstärke. BEMER stimuliert auch die Mikrozirkulation im Gehirn und optimiert somit die mentale Leistungsstärke. In vielen Berufen bleiben diese Fähigkeiten gefragt und werden nicht selten durch hohe Anforderungen an Kondition, körperliche Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft ergänzt. Gerade durch Stärkung der Immunreaktion und Minderung von Stressfolgen leistet die BEMER-Behandlung hier einen wichtigen Beitrag.

BILD :: **In den Leistungsgesellschaften von heute sind mentale Kondition und Widerstandsfähigkeit gefragt.**



Für zu Hause und unterwegs.

Die BEMER-Behandlung unterscheidet zwischen zwei grundsätzlichen Arten der Behandlung. Die allgemeine Ganzkörperbehandlung erfolgt standardmäßig über das Applikationsmodul B.BODY. Täglich ein bis zwei Behandlungen sowie die Anwendung des Schlafprogramms reichen zur allgemeinen Verbesserung der körperlichen Gesamtsituation sowie der gesundheitlichen Vorsorge aus.



BILD :: BEMER Pro-Set.




BILD :: BEMER Classic-Set.

Die BEMER-Produkte.


BEMER-Produkte sind durchdacht und bestens aufeinander abgestimmt. Durch sinnvolles Zubehör, wie beispielsweise Kfz-Adapter oder Akku, steht auch dem mobilen Einsatz nichts im Weg. Ob drinnen oder draußen, in der

Freizeit, auf Geschäftsreise oder im Sport – alles, was Sie sich in Ihrem Alltag von BEMER wünschen können, ist in der Produktidee bereits enthalten.



Zur gezielten und intensiven Behandlung einzelner Körperstellen bzw. -regionen sind spezielle Applikationsmodule, wie beispielsweise B.SPOT oder B.PAD, vorgesehen. Behandelt

wird je nach konkretem Bedarf mit speziellen Programmen von bis zu 20 Minuten Dauer.



CLASSIC-SET Schon in der Grundausstattung extra!

Das Classic-Set ist der ideale Einstieg in die BEMER-Technologie ohne Leistungskompromisse. Das einfache, überschaubare und intuitive Bedienkonzept ist eine hoch entwickelte und ergonomisch opti-

mierte Fortführung der Markentradition. Das Classic-Set bietet die gleichen Basisprogramme und Behandlungsmöglichkeiten wie das Pro-Set, kommt jedoch in einem kleineren Ausstattungspaket.

PRO-SET Toptechnologie in Topausstattung!

Das Pro-Set versteht sich als All-inclusive-Paket für den anspruchsvollen und verwöhnten Nutzer, der auf nichts verzichten möchte. Es besticht nicht nur durch den außergewöhnlich hohen Bedienkomfort des Multitouch-Displays, sondern auch

durch Feature-Highlights wie ein integriertes Softwaretool zur Erstellung indikationspezifischer Programme, eine investitionssichere technologische Architektur und natürlich die 2-in-1-Funktionalität.

	LIEFERUMFANG	CLASSIC-SET	PRO-SET
BEMER-TECHNOLOGIE	B.BOX Classic/B.BOX Professional	● / -	- / ●
	Schlafprogramm	●	●
	3 vordefinierte Programme	●	●
	10 Intensitätsstufen	●	●
	2 Ports für 2 Applikationsmodule (Magnetverbindung)	●	●
	Card-Slot	●	●
	Grafisches Display / Multitouch-Display	● / -	- / ●
	3-stufige Kippfunktion	●	●
	B.SCAN	●	●
	B.BODY Classic/B.BODY Professional	● / -	- / ●
B.GRIP	●	●	
B.SPOT	●	●	
B.LIGHT	optional	●	
B.PAD	optional	●	
ZUBEHÖR	Fixierband (für B.BODY & B.GRIP)	●	●
	Netzgerät	●	●
	Kfz-Anschlusskabel	optional	●
	Wandhalterung	optional	●
	Fußschutz	optional	●
Schutzbrille	optional	●	
Akku	optional	optional	



BEMER. Vorsprung durch Forschung.

Seit 1999 sind wir erfolgreich am Markt aktiv. In dieser Zeit konnten wir BEMER nicht nur als weltweites Synonym für ein extrem wirksames physikalisches Behandlungsverfahren etablieren, sondern vor allem auch die hierzu notwendige Grundlagenforschung leisten. In Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern, Ärzten und Instituten hat die BEMER-Forschung im Bereich der Mikrozirkulation und deren Beeinflussung bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen, die in zahlreichen Patenten abgesichert sind. Mit unserem neuen und mehrdimensionalen Signalgefüge haben wir unseren technologischen Vorsprung einmal mehr vergrößert und damit den Anspruch auf Markt- und Technologieführerschaft deutlich unterstrichen. Inzwischen steht ein breites Angebot einzigartiger, konkurrenzloser und nebenwirkungsfreier BEMER-Produkte zur Verfügung. Viele unabhängige Studien belegen die hohe Wirksamkeit der BEMER-Technologie und erklären somit die täglich wachsende Zahl begeisterter Anwender.

0827-03100E // Art.No. 710201 // Änderungen vorbehalten // © by INNOVAMED Int. AG // FL-9495 Triesen

B.BOX CLASSIC	B.BOX PROFESSIONAL
Grafisches Display	Multitouch-Display
3 vordefinierte Programme für intensive Behandlung einzelner Regionen	3 vordefinierte Programme für intensive Behandlung einzelner Regionen
10 Intensitätsstufen für Behandlung nach Basisplan	10 Intensitätsstufen für Behandlung nach Basisplan
Schlafprogramm – Regenerationsprogramm mit 3 fixen Zeitstufen	Schlafprogramm – Regenerationsprogramm mit Time-Control und Weckfunktion
Dual-Control – Gleichzeitige Verwendung von 2 B.BODY-Applikationsmodulen im Tagbetrieb und im Schlafprogramm möglich	Dual-Control – Gleichzeitige Verwendung von 2 B.BODY-Applikationsmodulen im Tagbetrieb und im Schlafprogramm möglich
	2-in-1-Funktionalität – Zeitlich voneinander unabhängige Steuerung 2 gleicher oder verschiedener Applikationsmodule möglich
	Edit-Mode – Software-Tool zur Erstellung eigener indikationsspezifischer Programme (9 Speicherplätze)

BEMER-Partner: